

Průvodce trnd-projektem

Elektrický zubní kartáček Oral-B Professional Care 500:

**Pojďme zažít pocit  
čisté ústní dutiny jako  
od zubního lékaře!**

trnd  
Projekt

Blog projektu: [www.trnd.cz/Oral-B](http://www.trnd.cz/Oral-B)  
Váš trnd kontakt: [lila@trnd.cz](mailto:lila@trnd.cz)



# Rozšířme povědomí o elektrických zubních kartáčkách Oral-B!



Vítejte v našem novém projektu! Při testování elektrických zubních kartáčků Oral-B si užijeme spoustu legrace i pocit čisté ústní dutiny, jako bychom se právě vrátili od zubního lékaře.

Náš nový testovací výrobek, elektrický zubní kartáček Oral-B Professional Care 500 s 3D technologií, účinně odstraňuje zubní plak, takže zuby jsou pak zářivé a zdravé.

Elektrický zubní kartáček Oral-B Professional Care 500 můžeme vyzkoušet společně s 600 trnd-partnery z České republiky. Navíc bychom chtěli s tímto výrobkem seznámit i naše přátele, rodinu a kolegy.

**Pojďme tedy začít testovat!**

*Pravidelným používáním elektrického zubního kartáčku Oral-B Professional Care 500 budou naše zuby zdravé a zářivé.*

V tomto trnd-projektu bychom chtěli:

1

... vyzkoušet elektrický zubní kartáček Oral-B Professional Care společně s 600 trnd-partnery z České republiky.



Vyzkoušet

2

... podělit se o naše zkušenosti s elektrickým zubním kartáčkem Oral-B Professional Care 500 prostřednictvím tří on-line dotazníků.



Říci svůj názor

3

... povědět o elektrickém zubním kartáčku Oral-B Professional Care co největšímu počtu našich přátel a známých a říci jim o výhodách pravidelného používání a další cenné informace, navíc jim k tomu nabídnout produktové vzorky k vyzkoušení.



Předat dál

4

... shromáždit co nejvíce zpráv a dotazníků marketingového průzkumu a zjistit tak, co si naši přátelé o elektrickém zubním kartáčku Oral-B Professional Care myslí.



Napsat zprávu

## Význam ústní hygieny.



Všichni dobře víme, že abychom měli zdravé zuby, je velmi důležitá ústní hygiena. Víme ale také, jaká nebezpečí nám hrozí, pokud budeme ústní hygienu zanedbávat?

### **Zubní plak, zubní kámen**

Zubní plak se začíná ukládat krátce poté, co si vyčistíme zuby. Proto je nesmírně důležité, abychom si zuby čistili pravidelně. U většiny lidí se zubní plak ukládá stále rychleji a mění se na zubní kámen, který lze odstranit pouze speciálními metodami.

### **Zápach z úst**

Nejlepší způsob léčby zápachu z úst je řádná péče o ústní dutinu – čištění zubů dvakrát denně a každodenní používání zubní nitě, které pomáhá odstranit zbytky jídla a bakterie.

### **Zánět dásní**

Přímou příčinou zánětu dásní je zubní plak. Plak je měkká, lepkavá a bezbarvá vrstva bakterií. Pokud ji pravidelným čištěním neodstraňujete, může vést až k zánětu dásní.

### **Zubní kaz**

Zubní kazy představují velmi častý dentální problém. Nahromaděný zubní plak narušuje zubní sklovinu, takže jsou zuby bez ochrany a tvoří se v nich otvory.

## Elektrický zubní kartáček Oral-B Professional Care.

O výhodách elektrických zubních kartáčků jsme asi už mnohé slyšeli a nyní si během našeho společného projektu můžeme vyzkoušet, proč může být pravidelné používání elektrického zubního kartáčku Oral-B Professional Care užitečné.

Výhodou elektrických zubních kartáčků Oral-B je jejich účinnost v odstraňování zubního plaku – lepkavé vrstvy bakterií – který má na svědomí mnohá dentální onemocnění.

Moderní zubní kartáček s 3D technologií čištění zubů šetrně a účinně odstraňuje zubní plak. Obklopí každý zub a důkladně vyčistí jeho povrch i mezizubní prostory. Zubní kartáček Professional Care 500 odstraní až o 100 % více zubního plaku než běžný manuální zubní kartáček. Jeho vlákna se zaobleným zakončením jsou navíc šetrná k dásním.



*Šetrné a účinné čištění zubů.*

## Výhody používání ...

Nyní už víme, proč je pravidelná péče o ústní dutinu důležitá. Pojd'me se tedy podívat, co nám poskytuje elektrický zubní kartáček Oral-B Professional Care 500!



### 3D technologie čištění zubů

Vlákna kartáčku obklopí při čištění každý zub, důkladně jej vyčistí a tím účinně odstraní zubní plak. Pulzační pohyb pomáhá zubní plak narušit. Oscilačně-rotací pohyb jej pak odstraňuje ze zubů.



### 2minutový časovač

Správně bychom si měli čistit zuby alespoň 2 minuty, přičemž bychom se měli každé ze 4 zón (levé, pravé, spodní, horní) věnovat rovnoměrně asi 30 sekund. Časovač, který je zabudovaný v rukojeti, nás každou půlminutu krátkým vibračním signálem upozorní, abychom každou zónu čistili stejnou dobu a také abychom si zuby čistili po celé 2 minuty, které doporučují zubní lékaři.

### Senzor tlaku

Tato funkce nám pomáhá navyknout si na optimální tlak při čištění zubů. Pokud na zuby příliš tlačíme, pulzace se automaticky zastaví a rychlost se sníží.

## ... elektrického zubního kartáčku Oral-B.

### Režim čištění zubů

Pomocí tohoto režimu čištění se zubní plak šetrně uvolňuje a odstraňuje z našich zubů.

### Ekonomické používání

Zubní kartáček vydrží nabitý až 1 týden, pokud si zuby čistíte dvakrát denně po dobu 2 minut.



# Váš startovací balíček.

Na začátku projektu obdrží každý účastník startovací balíček s tímto obsahem:

## Pro vás:

- 1 x elektrický zubní kartáček Oral-B Professional Care 500
- Průvodce projektem – souhrnný startovací WOM (Word-of-Mouth) materiál, který obsahuje základní informace o elektrických zubních kartáčkích Oral-B Professional Care 500 a řadu inspirativních nápadů pro navázání komunikace
- Dotazníky (40stránková brožura) určené pro rozhovory s přáteli a rodinou

## Pro vaše přátele:

- 10 x kartáčková hlava
- 10 x leták



# Harmonogram projektu.

1

Rozbalte a foťte.

## Vyzkoušejte:

Nejprve rozbalte startovací balíček – můžete jej otevřít například s rodinou, přáteli či kolegy – seznamte se s jeho obsahem: elektrickým zubním kartáčkem Oral-B Professional Care 500 a se všemi zajímavými základními informacemi. Poté elektrický zubní kartáček Oral-B vyzkoušejte. Do toho!

## Fotografujte:

Pojďme se podělit o okamžiky při rozbalování balíčku a při prvním použití zubního kartáčku s přáteli a členy rodiny a udělejme pár fotek. Své fotografie nám můžete poslat společně se zprávami o rozhovorech o výrobku. Je to snadné: Navštivte internetovou stránku: [www.trnd.cz/Oral-B](http://www.trnd.cz/Oral-B) a klikněte na tlačítko „Napsat zprávu“.

2

Řekněte svůj názor.

Svůj názor na elektrický zubní kartáček Oral-B Professional Care 500 nám můžete poslat v průběhu osmi týdnů trvání projektu prostřednictvím tří online dotazníků:

- na začátku: počáteční dotazník
- uprostřed: poločasový dotazník
- na konci: závěrečný dotazník

Tyto dotazníky naleznete na internetové stránce trnd, v části určené pro členy „můj trnd“. Jakmile bude online dotazník připraven, budeme vás informovat e–mailem.



3

### Rozšiřte povědomí o Oral-B.

Jakmile vás účinnost elektrického zubního kartáčku Oral-B Professional Care 500 přesvědčí, pomozte nám společně s ostatními účastníky o něm říci i ostatním. Můžete například ...

- ... všem přátelům a kolegům, kteří projeví zájem, darovat vyměnitelné kartáčkové hlavy Oral-B a s nimi i příležitost si s vaší rukojetí zubní kartáček Oral-B Professional Care 500 vyzkoušet
- ... přátelům a kolegům říci o výhodách používání elektrických zubních kartáček Oral-B
- ... přátele a kolegy upozornit na význam péče o ústní dutinu a ústní hygieny

Nafotíte pár okamžiků, kdy zubní kartáček Oral-B Professional Care 500 společně zkoušíte, a my fotografie zveřejníme v naší fotogalerii. Existuje spousta dobrých způsobů, jak o výrobcih mluvit. V naší brožuře najdete několik tipů, jak se o výrobku šířit dál.

4

### Pište zprávy o svých rozhovorech.

Poté, co jste ostatním umožnili se s elektrickými zubními kartáčky Oral-B Professional Care seznámit, je důležité, abyste nás o tom informovali. Pokaždé, když jste o výrobcích Oral-B hovořili se svými přáteli, známými a kolegy, nám o tom můžete napsat zprávu. V těchto zprávách bychom se rádi dozvěděli, s kolika přáteli a známými jste hovořili, jaká byla jejich reakce a co se chtěli o Oral-B Professional Care dozvědět.

Napsat takové zprávy je velmi snadné. Navštivte internetovou stránku: [www.trnd.cz/Oral-B](http://www.trnd.cz/Oral-B). Klikněte na tlačítko „Napsat zprávu“ a můžete začít.

Zprávy o WOM (Word-of-Mouth) konverzacích jsou v našich trnd-projektech tím nejdůležitějším, protože čím více zpráv naši trnd-partneři pošlou, tím úspěšnější projekt bude a výrobci elektrických zubních kartáček Oral-B Professional Care tak mohou snadno sledovat naši aktivitu.

5

### Pomozte nám s průzkumem výrobku.

#### Pomozte nám s průzkumem výrobku.

Staňte se pro Oral-B Professional Care 500 průzkumníky trhu! Pomocí marketingových dotazníků můžete u 20 svých přátel, známých či kolegů zjistit, co si myslí o péči o ústní dutinu a elektrickém zubním kartáčku Oral-B Professional Care.

To může být také příležitost, abyste jim jako zasvěcená osoba sdělili další informace. Více najdete v brožuře s dotazníky pro výzkum trhu. Čím více dotazníků marketingového průzkumu nasbíráte, tím spokojenější budeme.



O naše názory na témata týkající se výrobků Oral-B a péče o ústní dutinu se po celou dobu trvání projektu dělíme na:

[www.trnd.cz/Oral-B](http://www.trnd.cz/Oral-B)

Své dotazy a návrhy, týkající se projektu, můžete posílat na e-mailovou adresu: [lila@trnd.cz](mailto:lila@trnd.cz)



## Zásady trnd.

Abychom docílili upřímného, otevřeného a úspěšného ústního marketingu – šeptandy, vytvořili jsme několik základních pravidel. Jako členové projektového týmu jste povinni řídit se podle následujících zásad.



### **Bud'te otevření.**

Na trnd–projektu není absolutně nic tajného. Nevytváříme žádné prodejní místo, ani se nesnažíme o skrytou reklamu. Všichni členové by měli v době trvání projektu – až budou hovořit se svými přáteli a známými – dát všem na vědomí, že jsou členy trnd a účastní se jednoho z našich projektů formou mluvené komunikace (word-of-mouth). Neměli byste se snažit kohokoliv přesvědčovat. V žádném případě nejste obchodní prodejci, kteří putují od dveří ke dveřím ve snaze prodat výrobek nebo nápad! Stačí být otevření a sdělit ostatním svůj vlastní názor.



### **Bud'te upřímní.**

Zdá se to být samozřejmé, ale bohužel ne vždy běžnou praxí. Jedině upřímné „slovní doporučení“ funguje. To znamená neovlivňovat lidi a nesnažit líčit věci lepší než ve skutečnosti jsou. Stačí říct svůj upřímný názor a rovněž názor vašich přátel a známých.

### **Mějte uši nastražené.**

„Slovní doporučení“ se nesnaží ovlivnit vaše přátele, nebo známé. Není třeba cokoli přeceňovat – jen jim řekněte o novém výrobku z našeho trnd–projektu a umožněte jim, aby vyjádřili vlastní názor – i když nesouhlasí s tím vaším. Rádi bychom, abyste shromáždili co nejvíce názorů a podělili se o ně s námi!

## Věta, kterou můžete říci ostatním: ...

**Oral-B Professional Care 500:  
Pocit čisté ústní dutiny jako  
od zubního lékaře, s 3D  
technologií odstraňující  
zubní plak – pro čisté a  
zdravé zuby a dásně.**



## Tipy, jak můžete ...

Existuje mnoho příležitostí, při kterých se můžete o elektrickém zubním kartáčku Oral-B Professional Care 500 zmínit. Zde je několik tipů, jak se můžete jako zasvěcená osoba podělit o své zkušenosti a znalosti se svými přáteli a známými:

*Pokud vás elektrický zubní kartáček Oral-B přesvědčil, doporučte jej svým přátelům a známým.*



*Oběd s kolegy.*

Během oběda s kolegy často vystanou všelijaká témata k hovoru a je to také čas, kdy si vyměňujeme informace o našich rodinách či zážitcích. Mohla by to také být vynikající příležitost říci jim, že testujete výrobky s trnd, a podělit se s nimi o zajímavé informace týkající se ústní hygieny a jejího významu pro každého. Pokud uvidíte, že je toto téma zaujme, nabídněte jim kartáčkovou hlavu s informačním letákem a zeptejte se jich na názor, který s tímto výrobkem souvisí.

*Rozhovor se zubním lékařem.*

Zubního lékaře navštěvujeme minimálně jednou za rok při pravidelné prohlídce. O výhodách používání elektrického zubního kartáčku můžete hovořit také v čekárně, protože lidi tam bude jistě tento profesionální způsob péče o zuby velmi zajímat. Pěkného vzhledu a zdraví našich zubů a dásní si jistě všimne také zubní lékař, takže se o své zkušenosti se zubním kartáčkem Oral-B Professional Care 500 můžeme podělit i s ním.

## ... informace předat dál.



Jakmile se začne ochlazovat, trávíme večery raději uvnitř. Každý si rád popovídá s přáteli při skleničce dobrého vína. Pokud zrovna pijeme víno, můžeme například poznamenat, že víno může dělat na zubech skvrny. Potom už je snadné rozhovřit se o našich zkušenostech a o výhodách používání elektrického zubního kartáčku.

*Příjemný večer s přáteli.*

Při obědě s rodinou můžeme svým příbuzným vyprávět o historických zajímavostech spojených s čištěním zubů, o kterých jsme se dočetli v projektovém průvodci, nebo o 3D technologii. Pokud máme po vydatném obědě další plány, měli bychom si vyčistit zuby. Díky náhradním kartáčkovým hlavám z našeho testovacího balíčku mohou také členové naší rodiny vyzkoušet elektrický zubní kartáček Oral-B Professional Care 500 a zjistit, jak je účinný.

*Téma ústní hygieny během rodinného oběda.*

Jistě máte mnoho dalších zajímavých nápadů, jak o výrobku navázat konverzaci. Povězte nám o tom ve zprávách ze svých rozhovorů, řekněte nám, jak pomáháte zvyšovat povědomí o elektrickém zubním kartáčku Oral-B Professional Care 500 mezi svými přáteli, kolegy a známými. Těšíme se na vaše zkušenosti, fotografie a nápady!



# Zajímavosti z historie čištění zubů.

Péče o ústní dutinu je pro nás běžnou každodenní činností a všechny potřebné pomůcky máme naštěstí po ruce. Pro naše předky však bylo v minulosti obtížné si zdravé zuby udržet. O významu ústní hygieny se však vědělo už od pradávna.

Staří **Egyptané** používali k čištění zubů „zubní pastu“ vyrobenou z rozdrčených býčích kopyt, myrhy, pálených vaječných skořápek a sopečného popela.

**Římané** předcházeli ukládání zubního plaku pomocí skořápek z ústřic a kostí.

Ve starověkém **Babylonu** si lidé zubní kartáček a pastu nahrazovali drcenými kusy dřeva.

Předchůdce zubního kartáčku vyrobili v Číně: kančí štětiny vsadili do rukojeti z **bambusu** nebo **slonoviny**.

V **19. století** se levnější zubní kartáčky vyráběly z kančích štětín, na výrobu těch dražších lidé používali koňské žíně a jezevčí srst.

V roce **1938** se na trhu objevily kartáčky se syntetickými vlákny (nylonovými) od společnosti **DuPont**.

První **elektrický kartáček** byl vyroben ve **Švýcarsku** a představen světu v roce **1939**. Na skutečný průlom si však musel počkat až do **80. let**, kdy se stal populárním po celé Evropě.

# Škodlivé účinky zubního plaku.

Péče o ústní hygienu a pravidelné čištění zubů kartáčkem Oral-B Professional Care 500 pomáhají předcházet usazování zubního plaku, který je příčinou řady onemocnění zubů a dásní.



Zubní plak je konzistentní, lepkavá a bezbarvá vrstva bakterií, která se neustále tvoří na povrchu zubů.

Zubní plak je kvůli jeho lepkavé konzistenci velmi těžké odstranit manuálním zubním kartáčkem. Podaří se to pouze řádným pravidelným čištěním.

Pokud se zubní plak ze zubů neodstraní, postupně se přemění na zubní kámen, k jehož odstranění je nutný profesionální zubní zásah.

Bakterie zubního plaku jsou také zodpovědné za zubní kaz a onemocnění dásní, které mohou mít za následek další nepříjemnosti a vyžadují rovněž dlouhodobé dentální ošetření.

# Manuální versus elektrický zubní kartáček.

Při rozhovorech s přáteli se může objevit i tato otázka: jaký je rozdíl mezi manuálním a elektrickým zubním kartáčkem? Tady je několik informací!



Pomocí manuálního zubního kartáčku může být opravdu těžké odstranit z našich zubů zubní plak ...

Podle výzkumů lze s manuálním kartáčkem docílit 600 pohybů za minutu...

Při používání manuálního zubního kartáčku můžeme tlakem snadno poškodit sklovinu nebo dásně ...

Když používáme manuální zubní kartáček, často si čistíme zuby méně než 2 minuty ...

Manuálním zubním kartáčkem je těžší dosáhnout do některých míst ústní dutiny, takže hrozba usazení zubního plaku, či vzniku zubního kamene je větší ...



... zatímco s elektrickým zubním kartáčkem ho můžeme odstranit až o 100 % více.

... zatímco elektrické zubní kartáčky dokážou za stejnou dobu vykonat tisíce pohybů.

... ale vestavěný senzor tlaku nám u elektrického zubního kartáčku pomáhá používat při čištění zubů správný tlak.

... ale s elektrickým zubním kartáčkem je snazší dbát na správnou dobu čištění zubů.

... ale díky malé kulaté kartáčkové hlavě, která obklopí každý zub zvlášť, a díky pokrokové 3D technologii odstraní elektrický zubní kartáček efektivně více plaku.

## 3D technologie.

Díky 3D technologii odstraní elektrický zubní kartáček až o 100 % více zubního plaku než běžný manuální zubní kartáček.

S unikátní malou kartáčkovou hlavou, inspirovanou zubními lékaři, můžeme efektivně bojovat se zubním plakem a už se nemusíme bát vzniku zubního kamene. Vlákná během čištění obklopí každý zub a zaručí mimořádně účinné odstranění zubního plaku.

### Pulzační pohyb

Pulzační pohyb pomáhá narušit zubní plak.



### Oscilačně-rotací pohyb

Oscilačně-rotací pohyb zubní plak odstraňuje.



# Další elektrické zubní kartáčky Oral-B.

## Oral-B Vitality Precision Clean

Díky 7 600 oscilacím za minutu čistí zuby efektivně. Kartáčková hlava obklopí každý jednotlivý zub a šetrně z něj odstraní zubní plak a skvrny – pro přirozeně bílé zuby a zdravé dásně. Časovač upozorní na uplynutí 2 minut čištění.



## Oral-B Professional Care 1000

Zubní kartáček odstraňuje zubní plak pomocí 40 000 pulzací a 8 800 rotací za minutu. Má jeden režim čištění. Je vybaven senzorem tlaku – pokud na zuby příliš tlačíte, kartáček vypne pulzace a upozorní světelnou kontrolkou na rukojeti.



## Oral-B Professional Care 3000

Zajišťuje skvělé čištění – pro přirozeně bílé zuby a zdravé dásně. Zubní kartáček odstraňuje zubní plak pomocí 40 000 pulzací a 8 800 rotací za minutu. Má 3 režimy čištění: Daily Clean – čistící, Sensitive – jemný a Polish – leštící. Časovač pomáhá dodržovat doporučenou dobu čištění 2 minuty.



## Oral-B Triumph 5000

Pomáhá optimalizovat výsledky čištění zubů díky bezdrátovému displeji SmartGuide. Tisíce pulzačních a oscilačně-rotálních pohybů šetrně narušuje a následně odstraňuje zubní plak. 2minutový časovač ukazuje během čištění užitečné informace. Má 5 režimů čištění a senzor tlaku.

# Kartáčkové hlavy Oral-B.

Každý z nás má v oblasti péče o ústní dutinu jiné preference a očekává od zubního kartáčku něco jiného. Proto Oral-B nabízí různé typy kartáčkových hlav, které můžeme vyměňovat podle našich osobních potřeb.

Kartáčkové hlavy jsou kompatibilní se všemi elektrickými zubními kartáčky Oral-B\*, takže jich můžeme vyzkoušet více a rozhodnout, která z nich je pro nás nejvhodnější.





## Precision Clean

Má flexibilní a měkká vlákna pro efektivní a šetrné čištění všech povrchů zubů. Vlákna s dvojí strukturou obklopí každý jednotlivý zub a delší vlákna dobře vyčistí mezizubní prostory.

## 3D White

Speciální leštící vložka je navržena tak, aby udržela zubní pastu, efektivně odstraňovala skvrny z povrchu zubů a přirozeně je bělila.




## Floss Action

Díky svým speciálním vláknům pronikne hluboko do mezizubních prostor. Inspirace účinností zubní nitě.

## Sensitive

Určená lidem s citlivými zuby. Vlákna jsou vyrobená z velmi jemného materiálu, který umožňuje šetrné čištění.




## Kids

Je vyrobena speciálně pro děti. Malá kartáčková hlava a měkká vlákna umožňují šetrné čištění.

## Trizone

Pro hloubkové čištění mezizubních prostor, určená lidem, kteří dávají přednost klasickému tvaru kartáčkové hlavy.



\*s výjimkou kartáčků Sonic and Pulsonic.

## Společnost P&G:



Značka Oral-B Professional Care 500 patří společnosti Procter & Gamble, která vlastní větší „rodinu“ značek v České republice.

Ať už se jedná o kosmetiku, produkty na holení, úklid či pro zdraví: výrobky kvalitních značek nám každý den usnadňují život. Mnoho výrobků, kterým věříme, pochází od společnosti Procter & Gamble.

### P&G, společnost silných značek:

Procter & Gamble je tu už od roku 1837, kdy ji ve státě Ohio (USA) založili dva Evropané, William Procter a James Gamble. Od té doby se 175letá historie společnosti vždy vyznačovala inovacemi a silnými značkami.



## Fakta a čísla.

### Oral-B Professional Care

Používáním elektrického zubního kartáčku **Oral-B Professional Care 500** si můžeme vychutnat **pocit čisté ústní dutiny**, jako bychom se právě vrátili od zubního lékaře.

Díky své **3D technologii** čištění účinně odstraňuje zubní plak a předchází ukládání zubního kamene.

Časovač vestavěný v rukojeti nám při čištění zubů **pomáhá dodržet dobu 2 minut** – což je optimální doba, kterou doporučují zubní lékaři.

Díky **20 000 pulzacím a 8 800 rotacím** za minutu se čištění stává **efektivnější a pohodlnější**.

Se **senzorem tlaku** můžeme předejít přílišnému tlaku na zuby během čištění.

Při pravidelném používání můžeme tento elektrický zubní kartáček **používat do dalšího nabití až 1 celý týden**.





# trnd

[www.trnd.cz/Oral-B](http://www.trnd.cz/Oral-B)

trnd kontakt: [lila@trnd.cz](mailto:lila@trnd.cz)

© 2014 trnd Central Eastern Europe Kft., organizační složka  
Lublaňská 667/42, 120 00 Praha 2 – Vinohrady