

Guida al progetto trnd

Pelle liscia e viso luminoso come in un centro di bellezza con Lumea e VisaPure di Philips



Blog del progetto: www.trnd.it/philips

Il tuo contatto personale trnd: amemi@trnd.it

Le trnder fanno conoscere la bellezza firmata Philips

Benvenuta nel primo progetto trnd dedicato alla bellezza della pelle femminile firmata Philips!

Lumea e VisaPure di Philips sono entrambi in questo progetto dedicato alla bellezza femminile.

In questo progetto, avremo l'opportunità di testare due prodotti pensati per la cura della pelle femminile: l'epilatore a luce pulsata per il corpo Lumea e il sistema per la pulizia del viso VisaPure, entrambi firmati Philips. Per questo motivo, le trnder partecipanti saranno divise in due team, uno per ogni prodotto.



Insieme a 200 trnder appartenenti al gentil sesso

vogliamo provare Lumea e VisaPure di Philips e farli conoscere attraverso recensioni su diversi portali d'opinione, come amazon.it e ciao.it, e sul sito philips.it.

Pronta per tre settimane di pura bellezza? Cominciamo!

In questo **progetto trnd** vogliamo:

1

Provare Lumea e VisaPure di Philips insieme a 200 trnder appartenenti al gentil sesso.

Provare



2

Condividere la nostra esperienza con Lumea e VisaPure e metterla a disposizione degli altri, pubblicando recensioni online su varie piattaforme come:

- amazon.it
- ciao.it
- dooyoo.it
- philips.it

Far conoscere



3

Esprimere la nostra opinione sui due prodotti in **due sondaggi online.**

Dire la nostra



Pelle sempre liscia...

Il sogno di tutte le donne è avere una pelle sempre liscia, senza preoccuparsi della veloce ricrescita dei peli. Con Lumea di Philips questo sogno diventa realtà.

La tecnologia IPL viene impiegata anche nei centri estetici.

Philips Lumea utilizza un'innovativa tecnologia di epilazione basata sulla luce, chiamata IPL (Intense Pulsed Light – luce pulsata intensa). Già impiegata nei centri estetici professionali, questa tecnologia è stata adattata da Philips per consentirne un uso sicuro ed efficace nel comfort di casa.

Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo. L'effetto che ne consegue è la caduta naturale del pelo e l'inibizione della ricrescita.

L'utilizzo di Philips Lumea è molto semplice, intuitivo e pratico. Puoi ottenere pelle liscia come seta e senza peli dopo pochi trattamenti. Non ci sono lampade da sostituire o gel da acquistare e Lumea ti garantisce fino a 100.000 flash (mediamente, 7-8 anni di trattamento).



...e viso luminoso

Un'eccellente dermocosmesi a casa tua. Con gli efficaci dispositivi Philips per il ringiovanimento e la pulizia, non dovrai più dipendere dai centri estetici per avere una pelle splendida e dall'aspetto più giovane.

Philips VisaPure presenta una nuova tecnologia che migliora la pulizia quotidiana del viso senza alcuno sforzo.

La pulizia del viso effettuata con VisaPure è 10 volte più efficace della pulizia manuale* e rimuove maggiori quantità di cellule di pelle morta. Un modo delicato per lasciare la pelle pulita, morbida e luminosa senza dover dipendere dal centro estetico.

Philips VisaPure pulisce la pelle del viso efficacemente e a fondo.



*Fonte: studio interno condotto nei Paesi Bassi nel 2011 su 21 donne che hanno confrontato la pulizia con VisaPure e la pulizia con le mani.

Philips Lumea in dettaglio

Con Lumea hai un trattamento da centro di bellezza professionale nel comfort di casa tua e una pelle liscia tutti i giorni. Vediamo come funziona la tecnologia che lo rende possibile.



Come funziona l'epilazione con la tecnologia IPL?

La luce pulsata, detta anche IPL (Intense Pulsed Light, luce pulsata intensa) applica impulsi di luce delicati sulla radice dei peli. La luce viene assorbita dalla melanina (pigmento) nel pelo e raggiunge la radice.

Questo processo fa in modo che il pelo passi alla fase di riposo.

Come risultato, il pelo cade in maniera naturale, lasciando una pelle liscia come seta. Se ripetuto regolarmente, la fase di riposo dura più a lungo e i peli non ricrescono.

Philips Lumea è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è stato clinicamente testato su oltre 2.000 donne. Può essere utilizzato in tutta sicurezza anche in aree sensibili, come la zona bikini.



Gli impulsi di luce di Philips Lumea sono più delicati rispetto a quelli dei dispositivi professionali, ma consentono comunque di ottenere ottimi risultati. I test hanno dimostrato che è possibile ottenere una riduzione di oltre l'80% dei peli superflui già dopo quattro trattamenti (8 settimane di utilizzo). Tuttavia, potresti ottenere risultati evidenti già dopo solo 2 trattamenti (4 settimane di utilizzo).



La tecnologia di Philips Lumea si basa su diverse funzioni, illustrate in dettaglio nell'immagine qui sotto.

Filtro UV di sicurezza integrato, per proteggere la pelle dai raggi UV

Finestra di applicazione con una ampiezza maggiore, per un trattamento più rapido, soprattutto sulle gambe

Modalità Slide and Flash: permette di far scorrere l'apparecchio sulla pelle senza interruzioni



5 impostazioni di intensità, regolabili in base al tipo di pelle


Ready-to-flash-light: indica il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla pelle evitando flash inaspettati.

5 passi per una pelle liscia

Utilizzare Philips Lumea è semplice ed efficace. Ecco i passi da seguire per avere i migliori risultati.



Innanzitutto devi radere le zone da trattare, per fare in modo che la luce sia incanalata alla radice del pelo con la massima efficacia. In genere, la rasatura è necessaria solo per i primi 4 o 5 trattamenti, poiché potrebbe esserci ancora una lieve ricrescita dei peli.



Quindi seleziona l'intensità luminosa adatta al colore della tua pelle per quel trattamento specifico. In questo modo otterrai risultati efficaci ma delicati ed eviterai eventuali arrossamenti.



Posiziona l'apparecchio con un angolo di 90° rispetto alla pelle. Quando la spia di luce «ready» si accende puoi rilasciare un flash. Sposta l'apparecchio sulla zona successiva e ripeti l'azione, assicurandoti di sovrapporre leggermente le aree dove utilizzi gli impulsi luminosi per evitare che vi siano peli non trattati.



Di conseguenza i peli cadono naturalmente 1-2 settimane dopo il trattamento e la ricrescita è inibita.



I risultati ottimali generalmente si ottengono dopo 4-5 trattamenti bisettimanali. All'inizio ripeti il trattamento ogni 2 settimane per ridurre progressivamente la crescita dei peli al minimo. Dopodiché, per mantenere i risultati, fai una sessione di mantenimento ogni 4-6 settimane. Puoi prolungare l'intervallo a seconda della ricrescita dei tuoi peli.

Diversi tipi di pelle

Quale intensità è adatta al mio tipo di pelle?

Prima di iniziare ad utilizzare Lumea, assicurati che sia impostato alla giusta intensità a seconda del tono della tua pelle e del colore dei tuoi peli. Puoi regolarti utilizzando la tabella qui sotto:

Intensità luminose consigliate (1-5) (fig. 5)

Colore della pelle \ Colore dei peli	Bianco	Bigio	Dorato	Marrone chiaro	Marrone scuro	Nero
Bianco / Grigio	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Rosso	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Biondo chiaro	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Biondo scuro	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗
Castano chiaro	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗
Castano scuro	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗
Nero	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗

Quando non usare Lumea?

Philips Lumea non deve essere utilizzato da donne che soffrono di patologie quali cancro alla pelle, lesioni, epilessia, problemi vascolari, malattie immunodepressive o allergie cutanee alla luce. Se assumi farmaci che potrebbero causare fotosensibilizzazione, o che potrebbero causare una reazione, chiedi il parere del tuo medico prima dell'uso e segui le istruzioni riportate sulla prescrizione.

L'epilazione con luce pulsata non è indicata in caso di gravidanza e allattamento. L'apparecchio non deve, inoltre, essere utilizzato vicino a piercing, tatuaggi, punti di inoculazione (per l'insulina), pacemaker o protesi. Non utilizzare Philips Lumea direttamente sui nei. Se l'area da trattare presenta un neo, coprilo con una matita per occhi bianchi e applica la luce solo all'area circostante.

Philips VisaPure in dettaglio

Noi tutte sappiamo quanto un viso perfettamente pulito sia il primo passo per mantenere la pelle liscia e giovane. Grazie a Philips VisaPure sarà possibile avere tutti i giorni a casa la pulizia del viso di un centro estetico.

La pulizia del viso con VisaPure è più efficace della pulizia manuale.

La tecnologia VisaPure permette di migliorare la routine quotidiana di pulizia della pelle senza alcuno sforzo, poiché la spazzola per il viso VisaPure è 10 volte più efficace rispetto alla pulizia manuale*.

Ma quali sono gli elementi della tecnologia VisaPure? Scopriamoli nell'immagine qui sotto e nelle seguenti pagine.



Timer per zone della pelle

Il viso può essere diviso in tre zone: zona a T, guancia sinistra e guancia destra. Il timer per le diverse zone della pelle ti guida attraverso una sessione di un minuto. Dopo 20 secondi il dispositivo si mette in pausa indicando di passare su un'altra zona del viso. Dopo un minuto si spegnerà automaticamente per evitare di prolungare eccessivamente il trattamento.



Tecnologia "Dual Motion"

La tecnologia a doppio movimento prevede due azioni:

- Vibrazione, per far affiorare delicatamente le impurità della pelle come sporco, cellule morte e residui di trucco.
- Rotazione, per asportare le impurità. Questi movimenti delicati offrono un'esperienza di pulizia accurata e confortevole.



Spazzole delicate

Le spazzole delicate di VisaPure puliscono delicatamente proprio come quando ci si lava con le mani. Inclusa con Philips VisaPure è la spazzola per pelli normali/miste. Sono disponibili anche una spazzola per pelli sensibili e una esfoliante. La spazzola per pelli sensibili è stata ideata specificamente per l'utilizzo quotidiano su pelli sensibili mentre la spazzola esfoliante è utile per l'esfoliazione settimanale al fine di rimuovere i residui di pelle e le cellule morte. Infine, a partire da settembre 2013, Philips ha introdotto anche una spazzola per pelli ultra sensibili ed una spazzola per pulire i pori ancora più a fondo, favorendo l'eliminazione dei punti neri. Entrambe le spazzole sono adatte per utilizzo giornaliero.



*Fonte: studio interno condotto nei Paesi Bassi nell'anno 2011 su 21 donne che hanno confrontato la pulizia con VisaPure e la pulizia con le mani.

Pelle pulita e luminosa

Detergere regolarmente la pelle fa bene e tutte le pelli, sia quelle giovani che quelle mature, hanno bisogno di essere pulite quotidianamente. Infatti, prendersi cura della propria pelle la rende più bella.

Un'accurata pulizia quotidiana evita che si accumulino impurità e conserva la naturale luminosità della pelle.



VisaPure effettua un micromassaggio alla pelle.

Pulizia fa anche rima con delicatezza! È importante detergere il film idrolipidico (strato protettore che ricopre l'intera superficie dell'epidermide) senza aggredirlo.

Per farlo possiamo utilizzare dell'acqua micellare, latte detergente, gel o saponi delicati, a condizione di risciacquare dopo il viso. Per un'azione ancora più delicata, utilizzare acqua tiepida.

La spazzola per il viso VisaPure di Philips ci dà un aiuto in più nella pulizia della pelle, in quanto può essere usata anche in combinazione con prodotti per la pulizia del viso e sotto la doccia durante la nostra routine di bellezza quotidiana.


Uno dei benefici delle spazzole rotanti di VisaPure è la riattivazione della microcircolazione sanguigna attraverso un dolce massaggio cutaneo.

VisaPure procura alla pelle un massaggio rilassante. La spazzola effettua un micromassaggio della pelle del viso e del collo. Poiché le setole sono molto delicate, si può anche passare la spazzola sulle zone più sensibili come il contorno degli occhi e la pelle di collo e décolleté.

La tecnologia "Dual Motion" provoca un vero e proprio rilassamento dei muscoli del viso e ciò permette di rilasciare la tensione. Un massaggio facciale quotidiano ci aiuterà quindi a mostrare un viso disteso e ad attenuare i segni della fatica.

Inoltre, la pelle è un organo vivente dotato di milioni di neurotrasmettitori collegati al cervello. Stimolando la pelle, l'epidermide assimila molto meglio i principi attivi dei prodotti utilizzati (per esempio, creme idratanti o antietà).

Un massaggio quotidiano migliora inoltre la microcircolazione sanguigna. Quest'ultima designa il collegamento fra sangue e cellule, rifornendo di ossigeno e sostanze nutritive i tessuti e le cellule. Grazie a questo, le cellule funzionano meglio e la pelle ritrova il suo naturale splendore.



L'immagine qui sopra mostra gli effetti di VisaPure sulla microcircolazione: l'area sinistra del viso, trattata con Philips VisaPure, presenta una migliore circolazione del sangue rispetto all'area destra, che invece non è stata sottoposta al trattamento.

Aiuta a distendere il viso.

Permette ad altri prodotti di agire meglio.

Il tuo starter kit

All'inizio del progetto riceverai, a seconda del tuo team di appartenenza, uno starter kit gratuito.

Per te, da testare per poi parlarne nelle tue recensioni online:

- Philips Lumea Essential Plus modello SC1992, istruzioni per l'uso e custodia per portarlo sempre con sé.



Team
Lumea

Team
VisaPure

Per te, da testare per poi parlarne nelle tue recensioni online:

- Philips VisaPure modello SC5265 comprensivo di base supporto per ricarica, spazzola per pelli normali, manuale d'istruzioni.



Per ricevere il prodotto da testare hai versato il deposito cauzionale sul Philips Online Shop. Alla fine del progetto puoi:

...tenere il prodotto che hai testato.

In questo caso non devi fare nulla. Il deposito cauzionale versato vale come prezzo d'acquisto e il prodotto diventa automaticamente di tua proprietà.

...restituire il prodotto che hai testato.

In questo caso dovrai richiedere, entro 30 giorni dalla data in cui hai ricevuto il prodotto, il modulo di restituzione presso il Philips Online Shop, chiamando il numero verde 800 088 772. Se non comunichi la tua volontà di restituire il prodotto entro il termine stabilito Philips capirà che hai deciso di tenere il prodotto e tratterà il deposito cauzionale. Trovi info più precise sulla restituzione nel modulo contenuto nel tuo starter kit.

Svolgimento del progetto

1

Scopri il tuo kit e prova il prodotto

Apri la confezione

Non appena ricevi il tuo starter kit apri la confezione e scoprine il contenuto, a seconda del team di cui fai parte. Scatta subito alcune foto per immortalare il momento dell'apertura e fai un video da pubblicare su YouTube.

La prima prova

E adesso è il momento di provare! A seconda del tuo team, potrai subito depilarti e sentirti liscia con Lumea o concederti una rilassante pulizia del viso con VisaPure. Scatta anche delle foto della prima prova e caricale nella galleria online del progetto attraverso la tua area personale «il mio trnd».

Compito portato a termine:

- ☐ Testato a fondo Lumea/VisaPure

2

Esprimi la tua opinione

Potrai inviarcì la tua opinione personale, proposte di miglioramento e le tue idee su Lumea o VisaPure in due sondaggi online che avranno luogo durante le tre settimane del progetto:

All'inizio del progetto: sondaggio iniziale

Alla fine del progetto: sondaggio finale.

Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile partecipare ad uno dei sondaggi.

Compito portato a termine:

- ☐ Sondaggio iniziale compilato
- ☐ Sondaggio finale compilato

3

Scrivi dei test report

Partecipando al progetto, a seconda del tuo team, diventerai Online Reporter per Philips Lumea o per Philips VisaPure e potrai pubblicare la tua opinione online.

A questo scopo, pubblica almeno 3 recensioni su amazon.it (una sul design, una sul funzionamento e una sull'efficacia) e almeno una recensione su altri portali d'opinione come ciao.it, dooyoo.it o il sito philips.it. Riassumi tutti i punti di forza e gli aspetti da migliorare del prodotto che stai testando. Così potrai redigere delle buone recensioni che saranno utili anche ad altri utenti in cerca di informazioni sul prodotto.

Per permetterci di ritrovare le tue recensioni sulle varie piattaforme inviaci il link attraverso lo strumento "Scrivi un resoconto" nella tua area personale "il mio trnd".

Compiti portati a termine:

- ☐ Scritte recensioni su amazon.it e inviato link a trnd
- ☐ Scritta recensione su philips.it e inviato link a trnd
- ☐ Scritta recensione su ciao.it e inviato link a trnd
- ☐ Scritta recensione su dooyoo.it e inviato link a trnd

Discuteremo tutte le domande e le idee sul progetto all'interno del blog:

www.trnd.it/philips

Hai domande o suggerimenti? Manda una email a:

philips@trnd.it

Le regole del gioco di trnd

Affinché sia possibile un passaparola onesto ed efficace, abbiamo stabilito alcune regole del gioco. I partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in particolare ai seguenti punti.

Trasparenza

Partecipare ad un progetto trnd non è né qualcosa di segreto né da infiltrato. Non vogliamo diffondere pubblicità occulta o altre sciocchezze. Per questo tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto attraverso trnd i prodotti oggetto del test e che partecipano ad un progetto di passaparola trnd. Non devi in nessun caso ingannare i tuoi amici o conoscenti, in fondo non sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a porta. Sii onesta e sincera e comunica la tua opinione!

Onestà

Dovrebbe andare da sé, ma purtroppo al giorno d'oggi non è sempre uso: soltanto il passaparola onesto può funzionare. Questo significa anche che non devi tacere nulla e che non dovresti esagerare. Devi soltanto esprimere la tua opinione ad amici e conoscenti.

Ascoltare

Fare passaparola non significa dire ai tuoi amici e conoscenti cosa devono fare. Anche loro dovranno farsi un'opinione personale riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e questo grazie ai tuoi spunti. Perciò siamo tanto più contenti se tu li ascolti attentamente, riportandoci le loro opinioni.



I tuoi test report online su Lumea...

Presentare le tue impressioni su Lumea di Philips come Online Reporter dà la possibilità al maggior numero possibile di persone interessate di trarre vantaggio dalle tue esperienze con il prodotto.

Di seguito trovi degli spunti su come impostare le tue recensioni e i tuoi test report.



Scatta foto e fai dei video, per esempio quando...

- ...provi per la prima volta il Philips Lumea.
- ...testi le singole funzioni dell'epilatore IPL di Philips.
- ...presenti ad altre persone come funziona la tecnologia IPL con le diverse intensità.

Alcuni esempi di temi da trattare nei test report:

- Cosa pensi della qualità e del design di Lumea?
- Come trovi l'idea di un prodotto che ti permette di avere a casa un trattamento da centro estetico professionale?
- Quanto è comodo epilarsi le gambe con Lumea?
- Che sensazione hai sulla pelle durante e dopo l'utilizzo della tecnologia IPL?
- Come giudichi l'effetto dell'epilazione rispetto alle aspettative?
- Come giudichi il risultato in confronto ad altri metodi di rimozione dei peli utilizzati in precedenza?

Scrivi i tuoi test report in modo che contengano delle informazioni utili per altri utenti.

...e su VisaPure

Stai provando la pulizia del viso con Philips VisaPure? Allora condividi le tue esperienze con il mondo del web!

Pubblicare test report online è importante per permettere a tutti gli interessati di trarre beneficio dalle nostre esperienze di tester.



Scatta foto e fai dei video, per esempio quando...

- ...provi per la prima volta Philips VisaPure.
- ...testi le singole funzioni della spazzola Philips sulle varie zone del viso.
- ...presenti ad altre persone come funzionano la tecnologia a doppio movimento e il timer per le diverse zone del viso.

Inoltre, puoi scrivere dei test report prendendo spunto da diversi temi:

- Cosa pensi della qualità e del design di VisaPure?
- Come trovi l'idea del timer per le diverse zone del viso?
- Quanto è comodo utilizzare VisaPure nella propria routine di bellezza quotidiana?
- Come giudichi l'effetto sulla pelle rispetto alle aspettative?
- Come valuti il risultato dopo il primo utilizzo?
- Quanto sei soddisfatta dopo un uso prolungato, vale a dire dopo aver usato Philips VisaPure per più volte?
- Come giudichi il risultato in confronto degli altri metodi di pulizia del viso usati in precedenza?

Importante: ricordati sempre di menzionare che stai testando il Philips Lumea o Philips VisaPure all'interno di un progetto trnd, poiché non vogliamo fare pubblicità occulta, ma esprimere sinceramente la nostra opinione.

Un consiglio: se vuoi che gli altri trovino più in fretta le tue recensioni su internet puoi anteporre un cancelletto alle parole chiave come in questi esempi: #Philips, #Lumea, #Visapure.

La scienza dietro la bellezza

Il segreto del successo dei prodotti Philips sta nella scienza: l'Istituto di Bellezza Philips è il luogo dal quale provengono le innovazioni Philips nel campo della cura del corpo e della persona.



L'Istituto di Bellezza Philips ad Eindhoven, Paesi Bassi.

Situato ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, l'Istituto di Bellezza Philips è uno dei centri privati di ricerca più grandi al mondo, con laboratori anche in Germania, Regno Unito, USA, Cina e India, 1.600 professionisti provenienti da 50 nazioni e 650 pubblicazioni scientifiche ogni anno.

All'istituto di bellezza Philips, gli studiosi della cura dei capelli, della cura della pelle e dell'epilazione collaborano con un network esteso di istituti, aziende, università e ospedali.

Attraverso l'Istituto di Bellezza, Philips si impegna nella scoperta e nella progettazione di nuove tecnologie che siano in grado di produrre risultati effettivi e visibili, come Lumea e VisaPure che stiamo testando in questo progetto: entrambi si prendono cura della nostra pelle, lasciandola liscia, morbida e luminosa.

La storia di Philips

Le origini di Philips risalgono al 1891, quando Gerard Philips e suo padre Frederik Philips fondarono ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, Philips & Co.


Alcuni anni dopo, nel 1895, Anton Philips, fratello di Gerard, consolidò la giovane azienda.



Gerard Philips e suo padre Frederik Philips.

Anton dimostrò di avere la stoffa per il commercio e nel giro di pochi anni Philips seppe ritagliarsi una nicchia fra i più grandi produttori di lampadine al mondo.

Ispirato dalla Rivoluzione Industriale che imperversò in Europa, il primo laboratorio di ricerca Philips fu fondato nel 1914 e l'azienda iniziò a introdurre le prime innovazioni nel campo della tecnologia radio e dei raggi X. Nel corso degli anni, il numero di invenzioni è andato man mano crescendo fino ad includere numerose scoperte fondamentali che continuano ad arricchire la vita di molti consumatori.



Entrando nel 21° secolo, Philips ha continuato a cambiare e crescere. Consapevole del fatto che per molti il marchio Philips è stato a lungo associato solo a prodotti elettronici, l'azienda ha cominciato a proiettare una nuova immagine di sé per mettere meglio in risalto i suoi prodotti nei settori cura della persona, lifestyle e tecnologia.

Oggi, Philips è un'azienda leader nel settore del "health&well-being", grazie a prodotti innovativi pensati per apportare un miglioramento significativo alla vita delle persone.

Informazioni sui prodotti

Philips Lumea Essential

- Rimozione dei peli con la tecnologia IPL a luce pulsata come nei centri estetici professionali, adattato ad un uso sicuro nel comfort di casa tua.
- Per una pelle liscia ogni giorno senza sforzi.
- Utilizzo con filo.
- Non necessita di parti di ricambio.
- Delicato ed efficace anche su pelli e zone del corpo sensibili, come la zona bikini.
- 5 impostazioni di intensità.
- Filtro UV di sicurezza integrato.
- Modalità Slide and Flash per una epilazione più veloce nel modello SC1992.

Prezzo consigliato:

Lumea Essential Plus SC1992: 349,99 €

Lumea Essential SC1991: 299,99 €



Philips VisaPure

- Sistema per la pulizia del viso.
- 10 volte più efficace rispetto alla pulizia manuale*.
- Esfoliante: Rimuove maggiori quantità di cellule di pelle morta rispetto alla pulizia manuale*.
- Delicato sulla pelle come le tue mani*.
- Migliora la microcircolazione per una pelle più luminosa.
- Timer per 3 zone della pelle con programmi di un minuto.
- Impermeabile, per essere utilizzato sotto la doccia.
- Cordless: fino a 30 usi senza ricaricare.
- Zone di applicazione: viso e collo.
- È disponibile una gamma di spazzole aggiuntive

Prezzo consigliato:

Philips VisaPure SC5275: 149,99 €

Philips VisaPure SC5265: 129,99 €



**Fonte: studio interno condotto nei Paesi Bassi nell'anno 2011 su 21 donne che hanno confrontato la pulizia con VisaPure e la pulizia con le mani.*



trnd

www.trnd.it/philips

Il tuo contatto personale trnd: amemi@trnd.it

© 2013 trnd Srl – Via Fabio Filzi 5 – 20124 Milano